

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU RÉCEPTEUR DE PRISE EN CHARGE HELPLINE V2 V.1.0

UTILISER

Le récepteur de prise HelpLine est un dispositif d'alerte et de signalisation. Il est capable de recevoir des signaux radio provenant d'émetteurs compatibles et de les convertir en signaux optiques et acoustiques. Le récepteur fonctionne dans un socle. Les socles peuvent être changés sans perdre la configuration d'un émetteur.

Avant toute utilisation, veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité suivantes :

Attention !

La mise à disposition d'un système d'appel radio ne dispense pas l'utilisateur d'un devoir de surveillance envers les personnes qui en sont équipées. Le dispositif d'appel radio n'est pas destiné ou agréé pour signaler des situations prévisibles de danger de mort. Il ne permet pas de surveiller les paramètres de santé. Il est destiné à appeler les secours.


N'utilisez le récepteur de prise que sur des prises facilement accessibles.

Ce produit contient une pile bouton au lithium (dans l'émetteur). En cas d'ingestion d'une pile bouton, de graves brûlures internes peuvent se produire en l'espace de deux heures seulement et entraîner la mort. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou sont coincées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Conservez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. N'utilisez pas le récepteur et l'émetteur enfichables si l'un de leurs boîtiers est endommagé.

Remplacez la pile bouton de l'émetteur du bracelet uniquement par une pile jetable Lithium VARTA CR2016, 3V, 90 mAh. Remplacez les piles boutons des émetteurs colliers de couleur et de l'émetteur de confirmation HelpLine uniquement par une pile jetable Lithium VARTA CR2032, 3V, 230 mAh.

2. DONNÉES TECHNIQUES

- Objet : Récepteur radior 868 MHz
- Chaînes: 4
- Consommation électrique: max. 10 mA
- Consommation électrique en mode veille : environ 1,3 W
- Tension d'alimentation: 230V AC / 50 Hz
- Émetteurs programmables : 28 in total
- Conditions de fonctionnement : De -10°C à +55°C
- Dimensions: 56x121x72 mm
- Classe d'étanchéité : IP20
- Poids: 133 g
- Réglage du volume sur 5 niveaux : de silencieux à très silencieux fort (83 dB)
- Confirmation d'appel sur le canal correspondant le bouton „Q“ ou à distance avec une télécommande. Bouton „Q“.



VUE DE RÉCEPTEUR

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



Deutschland
Finkenweg 20
D-64753 Brombachtal/Odw.

Service-Hotline:
0049 (0)6063 8419950



3. DESCRIPTION DU RÉCEPTEUR

3.1 Pièces du récepteur

Les éléments importants pour le fonctionnement sont les quatre boutons pour les quatre canaux de réception, le bouton de confirmation et le bouton de réglage du volume. Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt. Le récepteur est prêt à recevoir après avoir été branché dans une prise de courant.

3.2 Équipement nécessaire

Au moins un émetteur compatible est nécessaire pour que le système fonctionne.

3.3 Caractéristiques

Quatre boutons-poussoirs et quatre mélodies de sonnerie sont affectés aux quatre canaux de réception.

Si un appel radio est reçu sur un canal, la LED attribuée clignote et la mélodie de la sonnerie retentit en continu jusqu'à ce que l'appel soit annulé ou confirmé à distance en appuyant sur le bouton du canal correspondant, sur le bouton Q ou par un émetteur qui a été programmé dans le canal Q. Cette fonction garantit qu'aucun appel (d'urgence) ne sera ignoré ou manqué. Au total, 28 émetteurs compatibles peuvent être programmés (par exemple, 6 sur chacun des canaux 1 à 4 et 4 émetteurs de confirmation).

Si un appel est actif (non confirmé) et que l'appareil reçoit un nouvel appel supplémentaire sur le même canal ou sur un autre, l'appel sera mémorisé. Si l'appel actif est confirmé, la LED correspondante et la mélodie de la sonnerie de l'appel mémorisé s'allument.

4. PROGRAMMATION

4.1 Programmation des émetteurs (connexion/couplage des émetteurs avec le récepteur de la prise HelpLine)

Appuyez sur le bouton du canal que vous voulez programmer dans l'émetteur pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED correspondante s'allume. Continuez à appuyer sur ce bouton tout en appuyant simultanément sur le bouton de l'émetteur jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote brièvement puis s'éteigne.

4.2 Effacement des émetteurs programmés

Pour supprimer un émetteur radio programmé d'un canal, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 pendant quelques secondes. Les voyants 1,2,3,4 clignotent. Continuez à maintenir les boutons 1 et 2 enfoncés et appuyez sur l'émetteur que vous voulez effacer. Une fois que les LEDs se sont éteintes, l'émetteur a été effacé.

4.3 Effacement de tous les émetteurs éduqués

Appuyez sur les boutons 1 et 2 et maintenez-les enfoncés. Les voyants 1 à 4 se mettent à clignoter. Continuez à appuyer sur les boutons 1 et 2 et maintenez-les enfoncés pendant environ 15 secondes. Lorsque les DEL s'allument en continu, tous les émetteurs ont été effacés.

4.4 Fonction du bouton Q et confirmation à distance

Le bouton Q permet de couper un appel radio actif sur le récepteur. La fonction de la touche Q peut être utilisée avec un émetteur programmé à distance (annulation à distance). La confirmation à distance peut être utile si, par exemple, vous voulez éteindre un récepteur avant que les autres personnes de la maison ne soient réveillées ; si vous utilisez plusieurs récepteurs à différents étages de la maison et que vous ne voulez pas aller sur tous les récepteurs individuellement ; si vous travaillez en équipe dans un établissement et qu'il suffit que la première personne qui reçoit l'appel devienne active et éteigne le signal.

Pour programmer un émetteur de confirmation, appuyez sur le bouton Q et maintenez-le enfoncé. Après environ 5 secondes, le Q-LED commence à clignoter. Appuyez maintenant sur l'émetteur que vous voulez programmer. Dès que le clignotement s'arrête, l'émetteur est programmé. Pour supprimer un émetteur de confirmation, veuillez procéder comme décrit au point 4.2.

Un émetteur ne peut pas être en même temps un émetteur de déclenchement d'appel et un émetteur de confirmation.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

4.5 Passage du mode de confirmation du service d'assistance téléphonique au mode „sonnette“.

Le récepteur peut être réglé soit en mode confirmation - le signal radio reste actif jusqu'à ce que le récepteur soit éteint - soit en mode sonnette - le signal peut être désactivé au niveau du récepteur ou de l'émetteur, mais s'éteint de lui-même au bout de 5 secondes maximum.

Le récepteur est réglé en mode de confirmation par le fabricant. Cela signifie que l'appel doit être annulé au niveau du récepteur, soit en appuyant sur le bouton du canal correspondant, soit sur le bouton Q, soit à distance avec un émetteur de confirmation programmé sur le canal Q. Si vous devez vous attendre à des trébuchements ou à des situations mettant en danger la vie du patient, nous vous recommandons de rester en mode confirmation, car en cas d'oubli du premier appel, le patient devrait appuyer une seconde fois sur l'émetteur et il est douteux qu'il soit toujours capable de le faire, par exemple après une culbute. Si vous utilisez plusieurs récepteurs, par exemple à différents étages, un émetteur de confirmation peut être utile pour vous éviter d'avoir à vous rendre individuellement à tous les récepteurs pour couper l'appel.

Il peut être utile dans certaines circonstances et situations où le récepteur ne fonctionne comme une sonnerie que pendant cinq secondes, puis s'éteint (par exemple, si vous utilisez le récepteur avec un émetteur spécial comme extension de sonnette). C'est ainsi que vous mettez le récepteur en mode sonnerie :

Avant de brancher le récepteur dans la prise, appuyez sur les boutons Q et 1. Maintenez les boutons enfoncés et branchez le récepteur dans la prise. La LED 2 ou la LED 3 s'allume. Relâchez les boutons. Lorsque la LED 3 s'allume, le récepteur est en mode „HelpLine“. La LED 2 signifie „mode sonnette“. Chaque fois que vous répétez cette procédure (avant de brancher le récepteur dans la prise, appuyez sur les boutons Q et 1), vous passez d'un mode à l'autre.

4.6 Réglage du volume

Lorsque vous appuyez sur le bouton de volume, la mélodie du canal 1 est jouée au volume actuellement réglé. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, le volume est augmenté d'un niveau. Lorsque vous avez atteint le volume maximal en appuyant à nouveau sur le bouton, le volume passe du volume maximal au volume minimal. Une fois que vous avez trouvé le volume souhaité, attendez environ 6 secondes. Le son s'éteint alors et le volume est enregistré.

Pendant que vous réglez le volume, vous pouvez désactiver le son en appuyant sur la touche 1 ou la touche Q.

4.7 Contrôle de la connexion radio entre l'émetteur et le récepteur avant la mise en service

Avant d'utiliser le kit d'appel, veuillez vérifier que l'appel radio fonctionne sans interférences en appuyant une fois sur le bouton de l'émetteur pour la distance requise. Les portées radio sont considérablement influencées par les conditions structurelles sur place (les murs, les plafonds en béton, mais aussi les appareils électriques tels que les téléviseurs et les ordinateurs peuvent influencer les portées radio).

Voici comment procéder : allumez tous les appareils électroniques dans l'environnement proche et lointain de l'émetteur et du récepteur.

Vérifiez si la distance entre l'émetteur et le récepteur est suffisante en augmentant la distance entre l'émetteur et le récepteur par pas de 2 à 3 mètres. Le récepteur doit répondre à une seule (et non plusieurs !) pression de l'émetteur radio. Si des changements sont effectués dans la zone d'appel (par exemple, le lit médicalisé est déplacé), si l'emplacement des appareils électroniques est modifié ou si de nouveaux appareils sont mis en service, veuillez effectuer à nouveau le contrôle de la portée radio pour des raisons de sécurité.

4.8 Inspections régulières

Des inspections visuelles régulières et des déclenchements d'appels de test (au moins une fois par semaine) permettent de vérifier le bon fonctionnement du système. Assurez-vous également que l'émetteur n'émet pas de „signal de batterie faible“ (voir le mode d'emploi de l'émetteur).

Important ! Effectuez des contrôles réguliers.

Si le système est endommagé ou fonctionne mal, ne l'utilisez pas avant de l'avoir réparé ou remplacé. Après avoir changé les piles, veuillez vérifier la portée du signal radio entre l'émetteur et le récepteur comme vous l'avez fait avant d'utiliser le système pour la première fois.

4.9 Nettoyage

La saleté et les squames peuvent s'accumuler dans le bracelet ou le collier, ce qui peut servir de réservoir aux micro-organismes. Pour des raisons d'hygiène, veuillez toujours nettoyer régulièrement le bracelet ou le collier. Les bracelets et les colliers sont des pièces d'usure qui doivent être remplacées en fonction de leur degré d'usure. Vous pouvez nettoyer le(s) émetteur(s) et le(s) récepteur(s) avec un chiffon légèrement humide, en ajoutant si nécessaire un désinfectant. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs.

5. GARANTIE

Vous recevrez un appareil testé et parfaitement fonctionnel. Nous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remédierons gratuitement aux dysfonctionnements causés par des défauts de matériau ou de fabrication en réparant ou (généralement) en remplaçant l'appareil complet. Cette garantie s'applique à tous les pays. Sont exclus de la garantie Les dommages dus à une utilisation inappropriée ou aux effets de la force majeure, l'usure normale. La garantie est annulée si les réparations sont effectuées par des personnes non autorisées .

6. NOTES SUR L'ÉLIMINATION DES APPAREILS ET DES BATTERIES

Nous sommes obligés d'attirer votre attention sur les points suivants : Les vieux appareils et les piles/accumulateurs (avec le symbole de la poubelle barrée) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement des vieux appareils par l'intermédiaire de votre revendeur agréé ou d'un point de collecte des déchets électroniques.

7. CONFORMITÉ

Le produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/UE et 2014/35/UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.pflegerufset.de ou sur le site de votre revendeur spécialisé

HERSTELLUNG UND VERTRIEB




Deutschland
Finkenweg 20
D-64753 Brombachtal/Odw.

Service-Hotline:
0049 (0)6063 8419950



INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR LES TRANSMETTEURS HELPLINE (BANDEAU DU COEUR)



1. APPLICATION

Les émetteurs HelpLine envoient des signaux radio codés aux récepteurs HelpLine. La portée est d'environ 100 mètres en extérieur et de 20 à 30 mètres en intérieur, en fonction des conditions radio.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! Gardez les piles hors de portée des enfants.

ATTENTION ! N'essayez pas de mettre les piles dans votre bouche. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Ce produit contient une pile bouton au lithium. En cas d'ingestion d'une pile bouton au lithium, de graves brûlures internes peuvent survenir en l'espace de 2 heures et entraîner la mort. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou sont logées dans une partie de votre corps, consultez immédiatement un médecin. N'utilisez pas l'émetteur si le boîtier est endommagé ou s'il ne ferme pas correctement. Gardez-le hors de portée des enfants. La pile intégrée à l'émetteur n'est pas une source de danger et ne génère pas de tension dangereuse ; il n'est donc pas nécessaire de la retirer.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement : 868 MHz

Alimentation électrique : Pile bouton 3 V, CR2032

Les deux boutons peuvent être utilisés pour déclencher le signal

Durée de vie de la batterie : > 1 an. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de changer la batterie après 1 an.

Puissance ERP < 10mW

Conditions de fonctionnement -10C à +55C

Dimensions : 63x33x13 mm

Classe d'étanchéité : IP54. Ne convient pas à une utilisation dans les douches et les lavabos

4. TEST DE LA BATTERIE

En fonctionnement normal, le clignotement de la LED de l'émetteur indique que l'émetteur envoie un signal radio. Si vous appuyez trois fois de manière continue sur l'émetteur et que la LED continue de clignoter (alors qu'elle devrait cesser de clignoter), cela indique que la pile est faible et doit être changée. Des tests réguliers garantissent le bon fonctionnement de l'émetteur.

Remplacez les piles boutons des émetteurs tour de cou de couleur et de l'émetteur d'accusé de réception HelpLine uniquement par une pile jetable au lithium VARTA CR2032, 3V, 230 mAh.

5. CHANGEMENT DE LA BATTERIE

retirer la vis de la partie inférieure de l'émetteur

soulever et ouvrir le boîtier

changer la pile (respecter la polarité) et la fixer dans la partie inférieure du boîtier.

insérez-le dans la fente et fermez la partie inférieure du boîtier.

insérez à nouveau la vis.


HERSTELLUNG UND VERTRIEB



Deutschland
Finkenweg 20
D-64753 Brombachtal/Odw.

Service-Hotline:
0049 (0)6063 8419950





ATTENTION !

INSERER UNIQUEMENT LA PILE FOURNIE POUR LE TRANSMETTEUR : LITHIUM VARTA CR2032, 3V, 230 mAh. RISQUE D'EXPLOSION SI ELLE N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT.

6. GARANTIE

Vous recevrez un appareil testé et parfaitement fonctionnel. Nous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remédierons gratuitement à tout dysfonctionnement dû à un défaut de matériau ou de fabrication, en réparant ou (généralement) en remplaçant l'appareil complet. Cette garantie s'applique à tous les pays.

Sont exclus de la garantie : Les dommages dus à une utilisation inappropriée ou aux effets de la force majeure, l'usure normale. La garantie est annulée si les réparations sont effectuées par des personnes non autorisées.

7. NOTES SUR L'ÉLIMINATION DES APPAREILS ET DES BATTERIES

Nous sommes obligés d'attirer votre attention sur les points suivants : Les vieux appareils et les piles/accumulateurs (avec le symbole de la poubelle barrée) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de vos vieux appareils par l'intermédiaire de votre revendeur agréé ou d'un point de collecte des déchets électroniques.

8. CONFORMITÉ

Le produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/UE et 2014/35/UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.pflegerufset.de ou sur le site de votre revendeur spécialisé

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



Deutschland
Finkenweg 20
D-64753 Brombachtal/Odw.

Service-Hotline:
0049 (0)6063 8419950



INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR LE TRANSMETTEUR DE CONFIRMATION HELPLINE



1. APPLICATION

Les émetteurs HelpLine envoient des signaux radio codés aux récepteurs HelpLine. La portée est d'environ 100 mètres en extérieur et de 20 à 30 mètres en intérieur, en fonction des conditions radio.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! Gardez les piles hors de portée des enfants.

ATTENTION ! N'essayez pas de mettre les piles dans votre bouche. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Ce produit contient une pile bouton au lithium. En cas d'ingestion d'une pile bouton au lithium, de graves brûlures internes peuvent survenir en l'espace de 2 heures et entraîner la mort. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou sont logées dans une partie de votre corps, consultez immédiatement un médecin. N'utilisez pas l'émetteur si le boîtier est endommagé ou s'il ne ferme pas correctement. Gardez-le hors de portée des enfants. La pile intégrée à l'émetteur n'est pas une source de danger et ne génère pas de tension dangereuse ; il n'est donc pas nécessaire de la retirer.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement : 868 MHz

Alimentation électrique : Pile bouton 3 V, CR2032

Tous les boutons peuvent être utilisés pour déclencher le signal

Durée de vie de la batterie : > 1 an. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de changer la batterie après 1 an.

Puissance ERP < 10mW

Conditions de fonctionnement -10C à +55C

Dimensions : 63x33x18 mm

4. TEST DE LA BATTERIE

En fonctionnement normal, le clignotement de la LED de l'émetteur indique que l'émetteur envoie un signal radio. Si vous appuyez trois fois de manière continue sur l'émetteur et que la LED continue de clignoter (alors qu'elle devrait cesser de clignoter), cela indique que la pile est faible et doit être changée. Des tests réguliers garantissent le bon fonctionnement de l'émetteur.

Remplacez les piles boutons des émetteurs tour de cou de couleur et de l'émetteur d'accusé de réception HelpLine uniquement par une pile jetable au lithium VARTA CR2032, 3V, 230 mAh.

5. CHANGEMENT DE LA BATTERIE

retourner l'émetteur de manière à voir le fond du boîtier.

retirer les 3 vis à l'arrière du boîtier

soulever le boîtier et l'ouvrir

retirer l'ancienne pile bouton

insérez la nouvelle pile bouton, en veillant à respecter la polarité

monter le boîtier et réinsérer les 3 vis

ATTENTION !

INSERER UNIQUEMENT LA PILE FOURNIE POUR LE TRANSMETTEUR : LITHIUM VARTA CR2032, 3V, 230 mAh. RISQUE D'EXPLOSION SI ELLE N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT.


HERSTELLUNG UND VERTRIEB



Deutschland
Finkenweg 20
D-64753 Brombachtal/Odw.

Service-Hotline:
0049 (0)6063 8419950





6. GARANTIE

Vous recevrez un appareil testé et parfaitement fonctionnel. Nous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remédierons gratuitement à tout dysfonctionnement dû à un défaut de matériau ou de fabrication, en réparant ou (généralement) en remplaçant l'appareil complet. Cette garantie s'applique à tous les pays.

Sont exclus de la garantie : Les dommages dus à une utilisation inappropriée ou aux effets de la force majeure, l'usure normale. La garantie est annulée si les réparations sont effectuées par des personnes non autorisées.

7. NOTES SUR L'ÉLIMINATION DES APPAREILS ET DES BATTERIES

Nous sommes obligés d'attirer votre attention sur les points suivants : Les vieux appareils et les piles/accumulateurs (avec le symbole de la poubelle barrée) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de vos vieux appareils par l'intermédiaire de votre revendeur agréé ou d'un point de collecte des déchets électroniques.

8. CONFORMITÉ

Le produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet www.pflegerufset.de ou sur le site Internet de votre revendeur spécialisé.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



Deutschland
Finkenweg 20
D-64753 Brombachtal/Odw.

Service-Hotline:
0049 (0)6063 8419950



INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR LES TRANSMETTEURS HELPLINE (BRACELET)

1. APPLICATION

Les émetteurs HelpLine envoient des signaux radio codés aux récepteurs HelpLine. La portée est d'environ 100 mètres en extérieur et de 20 à 30 mètres en intérieur, en fonction des conditions radio.



2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! Gardez les piles hors de portée des enfants.

ATTENTION ! N'essayez pas de mettre les piles dans votre bouche. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Ce produit contient une pile bouton au lithium. En cas d'ingestion d'une pile bouton au lithium, de graves brûlures internes peuvent survenir en l'espace de 2 heures et entraîner la mort. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou sont logées dans une partie de votre corps, consultez immédiatement un médecin. N'utilisez pas l'émetteur si le boîtier est endommagé ou s'il ne ferme pas correctement. Gardez-le hors de portée des enfants.

La pile intégrée à l'émetteur n'est pas une source de danger et ne génère pas de tension dangereuse ; il n'est donc pas nécessaire de la retirer.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement : 868 MHz

Alimentation électrique : Pile bouton 3 V, CR2016

Durée de vie de la batterie : > 1 an. Il est recommandé de changer la batterie après 1 an pour des raisons de sécurité.

Puissance ERP < 10mW

Conditions de fonctionnement -10° C à +55° C

Dimensions : 64x15 mm

Poids : 27 g

Classe d'étanchéité : Étanchéité IP65 (ne convient pas pour les piscines, mais pour les douches).

4. TEST DE LA BATTERIE DE L'ÉMETTEUR

En fonctionnement normal, le clignotement de la DEL de l'émetteur indique que l'émetteur envoie un signal radio. Si vous appuyez trois fois de suite sur l'émetteur et que la LED continue à clignoter (alors qu'elle devrait cesser de clignoter), cela indique que la pile est faible et doit être remplacée. Des tests réguliers garantissent le bon fonctionnement de l'émetteur.

5. CHANGEMENT DE LA BATTERIE

Retournez l'unité pour accéder aux vis situées sur la partie inférieure de l'émetteur.

Desserrez les vis situées au bas de l'émetteur, soulevez le boîtier et ouvrez-le.

retirez l'ancienne pile.

manière décrite, car une installation incorrecte de la pile peut endommager l'émetteur.

fermer la partie inférieure du boîtier et visser les vis


HERSTELLUNG UND VERTRIEB



Deutschland
Finkenweg 20
D-64753 Brombachtal/Odw.

Service-Hotline:
0049 (0)6063 8419950





ATTENTION !

REPLACER UNIQUEMENT LA PILE INCLUSE DANS LE TRANSMETTEUR LITHIUM VARTA CR2016, 3V, 90 mAh. IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT.

6. GARANTIE

Vous recevrez un appareil testé et parfaitement fonctionnel. Nous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remédierons gratuitement à tout dysfonctionnement dû à un défaut de matériau ou de fabrication, en réparant ou (généralement) en remplaçant l'appareil complet. Cette garantie s'applique à tous les pays.

Sont exclus de la garantie : Les dommages dus à une utilisation inappropriée ou aux effets de la force majeure, l'usure normale. La garantie est annulée si les réparations sont effectuées par des personnes non autorisées.

7. NOTES SUR L'ÉLIMINATION DES APPAREILS ET DES BATTERIES

Nous sommes obligés d'attirer votre attention sur les points suivants : Les vieux appareils et les piles/accumulateurs (avec le symbole de la poubelle barrée) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de vos vieux appareils par l'intermédiaire de votre revendeur agréé ou d'un point de collecte des déchets électroniques.

8. CONFORMITÉ

Le produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.pflegerufset.de ou sur le site de votre revendeur spécialisé.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



Deutschland
Finkenweg 20
D-64753 Brombachtal/Odw.

Service-Hotline:
0049 (0)6063 8419950

